

## FICHA TÉCNICA - Colchón Visco



Colchón compuesto por núcleo de viscoelástica y funda impermeable.

El núcleo de poliuretano y viscoelástica se adapta a la forma del cuerpo, aliviando la presión y distribuyendo el peso de manera uniforme.

*\*Por motivos de mejora de nuestros productos, Tecni**moem** Care se reserva el derecho de cambiar especificaciones técnicas y/o imágenes de nuestros productos sin previo aviso.*

## Colchón Visco

## FICHA TÉCNICA

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS	190x90x15 *
PESO	9,20Kg
Núcleo VISCOELÁSTICA	15cm (10+5)
Peso máximo del usuario	120 Kg
Mecanizado en la parte inferior	
Funda Impermeable	

\*opciones de medidas, consultar

Núcleo Viscoelástica ref. T 27120

PROPIEDAD	UNIDADES	MÉTODO	ESPECIFICACIONES
Densidad Neta	Kg/m <sup>3</sup>	ISO 845	48,5 45 – 52
Resistencia a la compresión 40%	kPa	ISO 3386/1	1,6 1,4 – 1,8
Elongación	%	ISO 1798	>=180
Resistencia a la tracción	kPa	ISO 1798	>=60
Deformación remanente 50%	%	ISO 1856/A	<=5
Fuerza de Indentación 40%	N	Iso 2439	60 50 - 70
Factor SAG	-	ISO 2439	>=2,5
Recuperación	%	ISO 2439	>=70
Nº Poros	Nº/cm	UNE 53201	N/A
Combustibilidad		UNE 53127	AUTOEX

Funda Impermeable

COMPOSICIÓN	50% Poliéster 50% Poliuretano
ELASTICIDAD TEJIDO (EN ISO 1421)	Tensión - 25/20 Alargamiento – 90/120
COLUMNA DE AGUA (EN ISO 811 pa ORIGINAL)	50000
DESPUÉS DE 50 LAVADOS	20000
ADHERENCIA DEL TEJIDO AL PU (UNE EN SO 2411)	2.5 daN/5 cm
ENCOGIMIENTO AL LAVADO 95% (UNE EN ISO 6330-2012)	Weft =<1,5 % Warp =<1 %
PERMEABILIDAD AL VAPOR (FNM -817)	>1500 GR/M2 24H
TEST IGNÍFUO (UNE EN ISO 12952 1-2)	OK
TEST IGNÍFUO (BS – 7175 CRIB5)	OK
PU LIBRE FTALATOS NORMA OEKO – TEX	<100
TEST TRATAMIENTO ANTIBACTERIAS (ISO 20743-2)	OK
Staphylococcus aureus, Methicilin Resistan (MRSA)	
TEST TRATAMIENTO ANTIFUNCIDA (G 21-96)	OK
Aspergillus niger Trichosera virens	
RESISTENCIA PENETRACIÓN VIRUS SOBRE EL TEJIDO (ISO 16604)	OK
STERILIZATION 134°C / 5 min	OK
Penetración antimicrobina en húmedo (UNE EN ISO 22610-2007)	NO PENETRACIÓN

### MANTENIMIENTOS

Se recomienda rotar el colchón una vez al mes, colocando la zona de la cabecera en los pies y viceversa.




\*La garantía de los colchones es de 1 año, dicha garantía cubre única y exclusivamente defectos de fabricación. No se admiten devoluciones de colchones, fundas y/o almohadas en caso de estar usados.

**Tecni**moem** Care** desarrolla, fabrica y distribuye camas, somieres, grúas y complementos para uso geriátrico y doméstico.

En un mundo donde la calidad de vida llegando a la edad madura es el bien más valorado, **Tecni**moem** Care** pone todo su esfuerzo en la investigación continua y en el desarrollo de elementos para el descanso que precisan las personas que, por problemas físicos, de edad, o simplemente que valoran la ergonomía y la adaptabilidad, eligen nuestros productos.

**Tecni**moem** Care**, en su esfuerzo de innovación, incorpora los mejores materiales del mercado con acabados perfectos que superan todas las normas de calidad y son los que nos diferencian y nos hacen ser elegidos por nuestros clientes.

SNR: ES-MF-000019199  
Según (EU) 2017/745 MDR



### TECNIMOEM CARE S.L.

CTRA. Logroño-Mendavia Km.5  
31230 VIANA (Navarra) – ESPAÑA  
[tecni\*\*moem\*\*@tecni\*\*moem\*\*.com](mailto:tecni<b>moem</b>@tecni<b>moem</b>.com)

Telf. +34 948 64 62 13  
Fax. +34 948 64 63 80  
[www.tecni\*\*moem\*\*.com](http://www.tecni<b>moem</b>.com)